

## **Mobil in den Frühling - Dietz stellt neuen Faltrollstuhl Primo Amico II vor**

*Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, hohe Verarbeitungsgüte  
und umfassender Service*

**Karlsbad/München, 4. Mai 2009 – Die Dietz GmbH Reha-Produkte stellt mit dem Primo Amico II einen neuen universell einsetzbaren Leichtgewichtsrollstuhl vor. Neben einer deutlich vereinfachten Handhabung überzeugt der Amico II mit vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten, die eine optimale und schnelle Versorgung ermöglichen. Neben zahlreichen Serienausstattungen erhalten Kunden umfassende Service-Dienstleistungen, perfekte Ersatzteilversorgung und die bei Dietz-Produkten bekannte Qualität.**



### **Kontakte für die Presse:**

Jürgen Rast  
Trademark PR GmbH  
Goethestr. 66  
D-80336 München  
Tel.: +49 (0)89 444 467-466  
Fax: +49 (0)89 444 467-479  
[juergen.rast@trademarkpr.eu](mailto:juergen.rast@trademarkpr.eu)  
[www.trademarkpr.eu](http://www.trademarkpr.eu)

**Hinweis für Journalisten:** Sie können alle neuen Dietz-Produkte anlässlich der REHAB 2009 vom 7. – 9. Mai in Karlsruhe (Halle 1, Stand E55/F54) live erleben und über beigefügtes Faxback einen Einzeltermin mit Dietz vereinbaren.

### *Schnell in Idealposition - umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten*

Die SitzhöhenEinstellung des Primo Amico II erfolgt ohne zusätzliches Material, auch bei den höhenverstellbaren Schiebegriffen geht Dietz neue Wege – der Schlitz für die Positionierung entfällt, da die Klemmung der Schiebegriffe deutlich verbessert werden konnte. Die höhenverstellbaren Seitenteile wurden durch eine neu konzipierte Klemmschraube ebenfalls optimiert, die SitztiefeEinstellung erfolgt denkbar einfach durch ein Klettband. Darüber hinaus bietet der Primo Amico II durch die neben den Standardgrößen ab sofort verfügbare Sitztiefe von 36 cm auch für schmale Menschen den richtigen Halt. Die einfache Montage hat aber

nicht nur für den Besitzer, sondern auch den Fachhandel entscheidende Vorteile – die bis jetzt häufig mehrfachen Anfahrten zum Patienten zur individuellen Anpassung entfallen.

#### *Sicherheit im Vordergrund*

Trotz seiner Faltbauweise und eines durch moderne Materialien ausgesprochen niedrigen Gewichts von 16,8 KG setzt der Primo Amico II auch weiterhin auf alle wichtigen Sicherheitsmerkmale seines Vorgängers und bringt mit einer modifizierten Trommelbremse ein weiteres Novum seiner Klasse. Der Bowdenzug ist erstmals direkt am Bremsträger montiert, dadurch kann die Adapterplatte mit dem Bremsträger in alle Richtungen und Höhen ausgerichtet werden – im Ergebnis steht eine deutlich verbesserte Kontrolle durch die Begleitperson.

#### *Service großgeschrieben*

Dietz bietet seinen Kunden weitreichende Service-Dienstleistungen - neben einer mit Fachkräften besetzten Hotline offeriert das Unternehmen kompetente Betreuung über ein erfahrenes Aussendienstteam. Darüberhinaus garantiert Dietz einen langfristigen und kompetenten Ersatzteilservice. Selbstverständlich ist dabei die Verfügbarkeit von Ersatz- und Zubehörteilen für mehr als 10 Jahre für jedes Produkt.

#### *Weitere Ausstattungsmerkmale:*

- Alle Sitzhöhen ohne zusätzliches Material einstellbar
- Verbesserte höhenverstellbare Seitenteile
- Beinstütze: Entriegelung auch unter Belastung möglich
- Seitenrahmen aus Aluminium
- Adapterplatte: nach vorne und hinten montierbar
- 3cm Radstandverlängerung durch drehen der Adapterplatte
- Sitztiefen-Einstellung: Einfaches Verstellen durch Klettband

#### *Lieferumfang:*

- Seitenteile Desk oder Lang, nach hinten abschwenkbar, höhenverstellbar
- Beinstütze, Paar, nach innen und außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar und winkelvestellbar, mit Fersenband und längenverstellbar
- Anpaßrücken
- Feststellbremse

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Flexible Sitztiefeinstellung
- Antriebsrad 24" PU incl. Steckachse
- Lenkrad 7", PU

*Optionen:*

- Beinstütze, Paar, waagrecht höhenverstellbar, Fußplatte höhenverstellbar
- Amputationsbeinstütze, links und/oder rechts
- Trommelbremse für Begleitperson inkl. Steckachse
- Radstandsverlängerung 7cm
- Anti-Kipp-Stützen
- Sicherheitsgurt (Press)
- Kopfstütze
- Anpassrücken Velco
- Fussbrett
- Faltsperre
- Therapietisch Acryl
- Stockhalter
- OneWay Positionierungshilfe
- Antidekubituskissen StarLock
- Micro Light

*Preise und Verfügbarkeit:*

Der Primo Amico II ist ab Anfang Juni zu einem Preis ab 999.- Euro (exkl. MwSt.) ab Anfang Juni erhältlich, die Hilfsmittelnummer lautet 18.50.02.2070.

Interessierte Fachhändler aus dem Gesundheitsbereich finden weiterführende Informationen unter [www.dietz-reha.de](http://www.dietz-reha.de).

*Dietz-Produkte ab sofort mit dem QVH-Gütesiegel*

Das QVH-Gütesiegel wird an Unternehmen/Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln und Leistungserbringer (Sanitätshäuser) vergeben, die die QVH-Qualitätsstandards erfüllen und dies mit einer Prüfung durch ein unabhängiges Prüfinstitut nachgewiesen haben. Die Anforderungen werden vom Qualitätsverbund Hilfsmittel e. V. (QVH) erarbeitet, in dem Patienten und Behinderte, Hersteller und Leistungserbringer sowie Ärzte und Krankenkassen organisiert sind. Ziel des QVH ist es, die Lebensqualität körperlich beeinträchtigter Menschen zu erhalten und wiederherzustellen. Dies wird erreicht durch den Einsatz qualitativ hochwertiger, dem Stand der Technik entsprechender Produkte und das Erbringen qualifizierter Dienstleistungen in der gesamten Versorgungskette.

**Dietz GmbH Reha-Produkte**

Das Unternehmen Dietz Reha-Produkte ist renommierter Anbieter von Produkten im Reha-Bereich. Das Produktportfolio reicht dabei von Rollstühlen, Rollatoren und anderen Gehhilfen, Beatmungshilfen, Produkten für Bad und WC bis hin zu leistungsfähigen Elektrofahrzeugen. Als mittelständisch inhabergeführtes Unternehmen ist Dietz fokussiert auf die Entwicklung neuartiger Produkte im Bereich Rehabilitation und Pflege. Das in Karlsbad-Ittersbach (Baden-Württemberg) beheimatete Unternehmen erwirtschaftete in für die Branche schwierigen Jahren stets zweistellige Zuwachsraten, der Gesamtumsatz im Jahr 2008 lag bei 18 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter [www.dietz-reha.de](http://www.dietz-reha.de).



## Fax-Antwort

---

Bitte schicken Sie die vorliegende Antwort per Fax oder Post an:

**Trademark Public Relations GmbH**

Juergen.Rast@TrademarkPR.eu  
Goethestr. 66  
80336 München

**TEL: +49 (0)89/ 444 46 74-66**

**FAX: +49 (0)89/ 444 46 74-79**

- Ich möchte Dietz auf der REHAB 2009 in Karlsruhe persönlich kennenlernen – bitte kontaktieren Sie mich bezüglich eines Termins.
- Ich bin **nicht** der richtige Ansprechpartner, bitte wenden Sie sich an \_\_\_\_\_
- Bitte* senden Sie mir weitere Hintergrundinformationen und Bildmaterial des Dietz-Produktportfolios zu.

### **ABSENDER**

Redaktion: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_